


Easy Mount™ Anchor

(DC198 - RevA)

1. Anchor (x1)
Ancre (x1)
Anclaje (x1)
2. Plastic rails (x1)
Rails en plastique (x1)
Guías de plástico (x1)
3. Plastic retainer (x1)
Pièce de retenue en plastique (x1)
Retenedor de plástico (x1)
4. Mounting plate w/ foam gasket(x1)
Plaque de montage a/ joint en mousse (x1)
Placa de montaje con junta de espuma (x1)
5. M6 x 80mm machine screw, S/S (x1)
Vis mécanique M6 x 80mm, S/S (x1)
Tornillo metálico de M6 x 80mm, S/S (x1)
6. Flat washer, S/S (x1)
Rondelle plate, S/S (x1)
Arandela plana, S/S (x1)
7. Rubber washer, S/S (x1)
Rondelle en caoutchouc, S/S (x1)
Arandela de caucho, S/S (x1)
8. M5 machine screw, S/S (x3)
Vis mécanique M5, S/S (x3)
Tornillos metálicos M5, S/S (x3)
9. Split lock washer, S/S (x3)
Rondelle à ressort, S/S (x3)
Arandela de seguridad, S/S (x3)
10. Double sided tape ring, (x1)
Rondelle en ruban adhésif double, (x1)
Arandela de cinta adhesiva doble, (x1)



WALL REQUIREMENTS / EXIGENCES DU MUR / REQUISITOS DE LA PARED

Requires a 3½" space behind wall / Nécessite un espace de 3½ po sous la surface du mur / Requiere un espacio de 3½" detrás de la pared.

Drywall / Cloison sèche / Panel de Yeso: ½" or ¾"

Drywall + Tile / Cloison sèche + Carrelage / Panel de yeso + azulejo: MAX 1½"

Fiberglass / Fibre de verre / Fibra de vidrio: ⅛" or ¼"

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / HERRAMIENTAS NECESARIAS



Drill
Perçuse
Taladro



Pencil
Crayon
Lápiz



Scissors
Ciseau
Tijeras



Level
Niveau
Nivel



Phillips Screwdriver
Tournevis Phillips
Desatornillador Philips





Stud Finder
Détecteur de montants
Localizador de pernos



1¼" in Hole Saw (Carbide Tipped for Tile)
Scie à cloche de 1¼ po (pointe en carbure pour la tuile)
Sierra perforadora de 1¼" (con punta de carburo para azulejo)

ANCHOR ORIENTATION / ORIENTATION DES ANCRAGE / ORIENTACIÓN DE LA PLACA




INSTALLATION WARNINGS / AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION / ADVERTENCIAS INSTALACIÓN

1. Must be installed on wall with space of at least 3½" behind.
2. Locate studs prior to drilling.
3. Determine location of any obstruction behind wall.
4. Ensure wall surface is even. Fill groutlines and uneven surfaces with silicone.
5. Make certain the Easy Mount Anchor is installed upright.
6. Do not modify this product.

1. Installer avec un espace de 3½ po derrière la surface du mur.
2. Identifier l'emplacement des poteaux avant de commencer.
3. Identifier l'emplacement de tout obstacle derrière le mur.
4. Assurez-vous que la surface du mur est plane. Remplir les lignes de joint et surfaces irrégulières avec du silicone.
5. Assurez-vous que l'ancrage Easy Mount est dans le bon sens.
6. Ne pas modifier ce produit.

1. Debe instalarse en una pared con un espacio de al menos 3½" detrás.
2. Localice los pernos antes de taladrar.
3. Verifique la ubicación de cualquier obstrucción detrás de la pared.
4. Asegúrese de que la superficie de la pared sea plana. Rellene con silicona las líneas de corte y las superficies irregulares.
5. Asegúrese de que el anclaje Easy Mount está instalado en posición vertical.
6. No modifique este producto.

















INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALACIÓN

1. Mark outside of grab bar flanges.
2. Use mouting plate to mark center.
3. Drill hole using 1¼" hole saw. Continue to step 4 if installing on fiberglass, otherwise skip to step 8.
4. Clean the wall area around the hole.
5. Peel one side of the adhesive tape.
6. Stick the adhesive tape around the hole.
7. Peel the second side of the adhesive tape.
8. Slide top rail to pivot anchor down and fit through hole in wall. Ensure the "UP" is pointing upwards.
9. Slide top rail to pivot anchor up and pull back so anchor is flat against back of wall.
10. Slide retainer in place until tight fit against the wall.
11. Cut off and discard plastic rails.
12. Install mount plate using rubber washer, metal washer and M6 machine screw. Align the arrows on the mounting plate with the grab bar.
13. Install the grab bar using the split washers and M5 machine screws (3x).
Inspect hardware regularly, and tighten if required.

1. Tracer l'extérieur des brides de la barre d'appui.
2. Utiliser la plaque de moulage pour marquer le centre.
3. Percer un trou à l'aide d'une scie cloche de 1¼ po. Continuer à l'étape 4 si vous installer sur de la fibre de glace, sinon sautez à l'étape 8.
4. Nettoyer le mur autour du trou.
5. Enlever un côté du ruban adhésif double.
6. Coller le ruban adhésif autour du trou.
7. Enlever le deuxième côté du ruban.
8. Faites glisser le rail supérieur pour faire pivoter l'ancrage vers le bas et le faire passer dans le trou du mur. « UP » doit être orienté vers le haut.
9. Faites glisser le rail supérieur vers l'ancre pivotante vers le haut et tirer vers l'arrière pour que l'ancrage soit à plat contre l'arrière du mur.
10. Faites glisser le dispositif de retenue en place pour le fixer au mur.
11. Couper et jeter les rails en plastique.
12. Installer la plaque de montage à l'aide de la rondelle en cahoutchouc, la rondelle de metal et la vis machine M6. Faites correspondre les flèches de la plaque de montage avec la barre d'appui.
13. Installer la barre d'appui à l'aide des rondelles à ressort et des vis mécaniques M5 (3x). Inspecter régulièrement la quincaillerie et la resserrer au besoin.

1. Marque el exterior de las bridas de la barra de agarre.
2. Utilizar la placa de muestreo para marcar el centro.
3. Perforar el agujero con una sierra de perforación de 1¼". Continúe con el paso 4 si va a instalar sobre fibra de vidrio; de lo contrario, salte al paso 8.
4. Limpie el área de la pared alrededor del agujero.
5. Despegue un lado de la cinta adhesiva.
6. Pegue la cinta adhesiva alrededor del agujero.
7. Despegue el segundo lado de la cinta adhesiva.
8. Deslice el riel superior para pivotar el anclaje hacia abajo y encájelo a través del agujero en la pared. Asegúrese de que el indicador "UP" apunte hacia arriba.
9. Deslice el riel superior para desplazar el anclaje hacia arriba y tire hacia atrás para que el anclaje quede plano contra la parte posterior de la pared.
10. Deslice el retenedor en su lugar hasta que quede ajustado a la pared.
11. Corte y deseche los rieles de plástico.
12. Instale la placa de montaje con una arandela de caucho, una arandela y un tornillo metálico de M6. Alinee las flechas de la placa de montaje con la barra de agarre.





Thank you for choosing the HealthCraft Easy Mount Anchor. Please read and understand the instructions in this manual. It is your responsibility to see that your Easy Mount Anchor is properly assembled, installed, and cared for. Failure to follow instructions in this manual could result in serious injury or death. If you are not equipped to undertake the outlined work, we would recommend that you have your Easy Mount Anchor installed by a qualified contractor.

The Easy Mount Anchor is intended to assist in grab bar installations where there is no structural wood backing. The EasyMount Anchor distributes the loads onto wall substrates (min ¼" fiberglass / ½" drywall, max wall thickness 1½") to support the forces applied to a grab bar. It requires a 3½" space behind the wall. It can be used on both flanges of a grab bar, or 1 grab bar flange provided the other flange is secured directly to structural support. The anchor is positioned behind the wall and is held in place by a plastic retainer and ratcheting rails. The stainless steel mounting plate is installed on the front of the wall, and bolts directly to the anchor. The mounting plate provides threaded holes for a grab bar to be secured with machine screws. The foam gasket on the back of the mounting plate provides a seal to protect from water penetration. The maximum user weight for this product is 300lbs / 136kgs. It is not to be used in any other way than described above.

Nous vous remercions d'avoir choisi l'ancrage Easy Mount de HealthCraft. Veuillez à lire et à comprendre les instructions contenues dans ce manuel. Il est de votre responsabilité de veiller à ce que votre ancrage Easy Mount soit correctement assemblé, installé et entretenu. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Si vous n'êtes pas en mesure d'entreprendre les travaux décrits, nous vous conseillons de faire installer votre ancrage Easy Mount par un entrepreneur qualifié.

L'ancrage Easy Mount est destiné à faciliter l'installation des barres d'appui lorsqu'il n'y a pas de support structurel en bois. L'ancrage EasyMount distribue les charges sur les substrats muraux (min. ¼" fibre de verre / ½" cloison sèche, épaisseur maximale du mur 1½") afin de supporter les forces appliquées à une barre d'appui. Elle nécessite un espace de 3½" derrière le mur. Il convient aux deux brides d'une barre d'appui ou à une seule bride de barre d'appui, à condition que l'autre bride soit fixée directement à un support structurel. L'ancrage est placé derrière le mur et il est maintenu en place par un dispositif de retenue en plastique et des rails à cliquet. La plaque de montage en acier inoxydable est installée à l'avant du mur et se fixe directement à l'ancrage. La plaque de montage est munie de trous filetés permettant de fixer une barre d'appui à l'aide de vis mécaniques. Le joint en mousse à l'arrière de la plaque de montage assure l'étanchéité et protège contre la pénétration de l'eau. Le poids maximum de l'utilisateur pour ce produit est de 300lbs / 136kgs. Il ne doit pas être utilisé autrement que de la manière décrite ci-dessus.

Gracias por elegir el anclaje HealthCraft Easy Mount. Lea y comprenda las instrucciones de este manual. Es su responsabilidad asegurarse de que su anclaje Easy Mount esté correctamente montado, instalado y que reciba el cuidado adecuado. No seguir las instrucciones de este manual puede provocar lesiones graves o la muerte. Si no está preparado para realizar el trabajo descrito, le recomendamos que encargue la instalación de su anclaje Easy Mount a un contratista especializado.

El anclaje Easy Mount está pensado para ayudar en las instalaciones de barras de agarre en las que no hay un soporte estructural de madera. El anclaje EasyMount distribuye las cargas en los sustratos de la pared (grosor de pared mínimo ¼" fibra de vidrio / ½" panel de yeso, máximo 1½") para soportar las fuerzas aplicadas a una barra de agarre. Requiere un espacio de 3½" detrás de la pared. Puede utilizarse en las dos bridas de una barra de agarre, o en una brida de la barra de agarre siempre que la otra brida esté fijada directamente al soporte estructural. El anclaje se coloca detrás de la pared y se mantiene en su sitio gracias a un retenedor de plástico y a las guías del trinquete. La placa de montaje de acero inoxidable se instala en la parte frontal de la pared y se atornilla directamente al anclaje. La placa de montaje dispone de orificios roscados para fijar una barra de agarre con los tornillos metálicos. El empaque de espuma en la parte posterior de la placa de montaje funciona como sello para impedir la penetración de agua. El peso máximo del usuario para este producto es de 300lbs/136kgs. No debe utilizarse de ninguna otra forma que la descrita anteriormente.

LIMITED LIFETIME WARRANTY / GARANTIE LIMITÉE À VIE / GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Products are covered by a limited lifetime warranty against defects in materials and workmanship for the original purchaser. Warranty excludes products that have been damaged through misuse, accidental damage, alteration, normal wear and tear, wood material and stain, or the use of corrosive or abrasive cleaning products.

Buyer hereby indemnifies, agrees to hold harmless and defend HealthCraft Products Inc. from and against any and all liabilities, claims, (founded and unfounded), losses, damages, costs and expenses (including without limitation consequential damages and reasonable professional fees) resulting from buyers specification, application, or improper use of goods described hereon; buyers omission or neglect. HealthCraft Products Inc. does not assume any liability for damage resulting from services performed by others or faulty installation, misuse or misapplication of goods sold by HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. shall not be liable for prospective profits or special, indirect, or consequential damages, or for the cost of any corrective work done without HealthCraft Products Inc. prior approval. HealthCraft Products Inc. total liability hereunder shall in no event exceed the purchase price of the goods specified hereon. Specifications subject to change without notice.

Les produits sont protégés par une garantie à vie contre les défauts, pièces et main-d'oeuvre, pour l'acheteur initial. La garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été endommagés en raison d'un abus, d'un dommage accidentel, d'une modification, d'une usure normale, non plus qu'elle s'applique aux matériaux en bois ou aux taches, ou suite à l'utilisation de produits d'entretien abrasifs et corrosifs.

L'acheteur, par la présente, indemnise, accepte de garantir et de défendre HealthCraft Products inc. à l'égard de toutes responsabilités, réclamations (fondées et non fondées), pertes, dommages, coûts et dépenses (y compris, mais sans s'y limiter, des dommages consécutifs et des honoraires professionnels raisonnables) résultant de la spécification des acheteurs, une application ou une mauvaise utilisation des produits décrits ici; l'omission ou la négligence des acheteurs. HealthCraft Products inc. décline toute responsabilité pour les dommages résultant de services rendus par d'autres parties ou suite une installation défectueuse, une mauvaise utilisation ou une mauvaise application des marchandises vendues par HealthCraft Products inc. HealthCraft Products inc. ne sera pas responsable pour les bénéfices potentiels ou dommages spéciaux, indirects ou consécutifs, ou pour le coût des travaux correctifs réalisés sans l'approbation préalable de HealthCraft Products inc. La responsabilité totale de HealthCraft Products inc. en vertu des présentes ne doit en aucun cas excéder le prix d'achat des marchandises, tel que précisé aux présentes. Les caractéristiques peuvent faire l'objet de à changement sans préavis.

Los productos están cubiertos por una garantía limitada de por vida por defectos en los materiales y la mano de obra, en beneficio del comprador original. La garantía excluye productos que hayan sido dañados por uso incorrecto, daño accidental, alteración, desgaste normal, materiales de madera y teñido, o el uso de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.

Por el presente, el comprador mantiene indemne y se manifiesta de acuerdo en liberar y defender a HealthCraft Products Inc. de toda responsabilidad, reclamo (fundado o infundado), pérdida, daño, costo y gasto (incluidos, sin que esto excluya otras posibilidades, los daños derivados y las costas profesionales razonables) que resulte de la especificación, la aplicación o el uso inapropiados de los productos que aquí se describen, como también de toda omisión o negligencia por parte del comprador. HealthCraft Products Inc. no asume ninguna responsabilidad por daños resultantes de los servicios prestados por otros, como tampoco de la instalación defectuosa, del uso incorrecto o de la aplicación incorrecta de los bienes vendidos por HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. no será responsable por los beneficios potenciales o los daños especiales, indirectos o derivados, ni por el costo de ninguna tarea correctiva realizada sin la previa aprobación de HealthCraft Products Inc. La responsabilidad total de HealthCraft Products Inc. en virtud del presente no será superior en ningún caso al precio de compra de los productos aquí especificados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

